



AccuProbe

KULTŪRAS IDENTIFIKĀCIJAS REAKTĪVA KOMPLEKTS

TIKAI EKSPORTA VAJADZĪBĀM

(bioMérieux ref. 39305 / Gen-Probe Kat. No. 2800)

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Reaktīvi no AccuProbe KULTŪRAS IDENTIFIKĀCIJAS REAKTĪVA KOMPLEKTA tiek izmantoti kopā ar AccuProbe KULTŪRAS IDENTIFIKĀCIJAS REAKTĪVA TESTIEM atbilstoši instrukcijām, kas izdalītas attiecīgajās Anotācijās. Reaktīvi tiek piegādāti 200 baktēriju vai 100 mikobaktēriju vai sēnīšu noteikšanām uz komplektu.

PIEDĀVĀTIE REAKTĪVI UN MATERIĀLI

KULTŪRAS IDENTIFIKĀCIJAS KOMPLEKTS

(bioMérieux ref. 39305 / Gen-Probe Kat. No. 2800)

200 Bakteriāli vai 100 Mikobaktēriju/Sēnīšu Testi

1.Reaktīvs (Lizējošs Reaktīvs) (1)

Buferēts šķīdums ar 0.04% nātrija azīdu. 1 x 10 mL

2.Reaktīvs (Hibridizācijas Bufēris) (2)

Buferēts šķīdums. 1 x 10 mL

3.Reaktīvs (Selekcijas Reaktīvs) (3)

Buferēts šķīdums. 1 x 60 mL

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Paredzēts *in vitro* diagnostikai.

Reaktīvi šajā komplektā satur nātrija azīdu, kas var reaģēt ar svinu vai varu, veidojot potenciāli eksplozīvus metāla azīdus. Pēc šo reaktīvu iznīcināšanas vienmēr atšķaidiet materiālu ar lielu ūdens daudzumu, novēršot šo savienojumu veidošanos.

PRASĪBAS PRET REAKTĪVU UZGLABĀŠANU UN RĪCĪBU AR TIEM

Reaktīvi, kas ir AccuProbe KULTŪRAS IDENTIFIKĀCIJAS REAKTĪVA KOMPLEKTA SASTĀVĀ tiek uzglabāti 2°C līdz 25°C temperatūrā un ir stabili līdz norādītā derīguma termiņa beigām.

NESASLDĒJIET ŠOS REAKTĪVUS.

Piezīme: 2.Reaktīvam (Hibridizācijas buferis) pirms lietošanas jābūt istabas temperatūrā.



Gen-Probe Incorporated
San Diego, CA 92121 (USA)

EC REP
EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH The Hague
The Netherlands

