



AccuProbe®

TENYÉSZET-AZONOSÍTÓ REAGENS-KIT

(bioMérieux ref. 39305 / Gen-Probe kat.szám 2800)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az AccuProbe TENYÉSZET-AZONOSÍTÓ REAGENS-KIT-ben lévő reagenseket az AccuProbe TENYÉSZET-AZONOSÍTÓ REAGENS tesztkészletekkel együtt használják a megfelelő csomagolási mellékletekben leírt útmutatások szerint. Egy-egy kitben 200 baktérium, vagy 100 mycobaktérium, illetve gomba azonosításához elegendő reagenst mellékelünk.

MELLÉKELT REAGENSEK ÉS ANYAGOK

TENYÉSZET-AZONOSÍTÓ REAGENS-KIT
(bioMérieux ref. 39305 / Gen-Probe kat.szám 2800)

200 baktérium-, vagy 100 mycobaktérium-/gomba-teszt

<u>1. reagens</u> (Lizáló reagens) (1) Pufferolt oldat 0,04% nátrium-aziddal.	1x10 mL
<u>2. reagens</u> (Hibridizáló puffer) (2) Pufferolt oldat.	1x10 mL
<u>3. reagens</u> (Szelektáló reagens) (3) Pufferolt oldat.	1x60 mL

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

In vitro diagnosztikai felhasználásra.

Ennek a kitnek a reagensei nátrium-azidot tartalmaznak, amely az ólom, vagy réz lefolyócsövekkel potenciálisan robbanó fém-azidokat képezhet. A reagensek kiöntésekor mindig hígítsa meg az anyagot nagy mennyiségű vízzel, hogy megakadályozza az azidok képződését a lefolyócsövekben.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

Az AccuProbe TENYÉSZET-AZONOSÍTÓ REAGENS-KIT-ben lévő reagenseket 2°- 25°C-on kell tárolni és a jelzett lejárat dátumig stabilisak.

NE FAGYASSZA LE EZEKET A REAGENSEKET.

Megjegyzés: A 2. reagenst (Hibridizáló puffer) a felhasználás előtt szobahőmérsékletre kell hozni.



Gen-Probe Incorporated
San Diego, CA 92121 (USA)



EC REP

Authorized Representative
EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH The Hague
The Netherlands

102848F-01-HU Rev. C 2011-03
©1990 - 2011 Gen-Probe Incorporated